

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>

Техническое описание

Термостатные баки и кабины для выдержки образцов

Термостатный бак для выдержки образцов (20 °С) 200 л С 387/01

ОПИСАНИЕ

200-литровый бак изготовлен из нержавеющей стали и поставляется вместе с крышкой. Температура устанавливается при помощи цифрового переключателя, а текущая температура отображается на 3х-разрядном дисплее. Температура варьируется от внешней до 20 °С. Электронная блок управления контролирует температуру при помощи высокоточного датчика (20±2 °С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагреватель мощностью 1000 Вт. Без рефрижератора.

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза

Внутренние размеры: 900х600х360 (в) мм.

Общие размеры: 1050х680х480 (в) мм.

Вес: 49 кг.

Термостатный бак для выдержки образцов(100 °С) 200 л С 388/01



ОПИСАНИЕ

Термостатный бак для выдержки образцов (100 °С) 200 л С 388/01 аналогичен модели С 387, но большей тепловой мощности. Изготовлен из нержавеющей стали. Изолированные двойные стенки и крышка.

Цифровой термостат и управление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура 100 °С (±2 °С).

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза

Внутренние размеры: 900х600х360 (в) мм.

Общие размеры: 1050х680х430 (в) мм.

Вес: 55 кг.

Термостатный бак для выдержки образцов (100 °C), с рефрижераторным элементом, 40 л В 539/F



ОПИСАНИЕ

Термостатный бак для выдержки образцов (100 °C), с рефрижераторным элементом, 40 л В 539/F. Оборудован рефрижераторным элементом в 0.25 hr, расположенным под баком. Конденсатор, вентилятор и переключатель для рефрижератора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура от 5° до 100 °C±1 °C

Питание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 1650 Вт

Внутренние размеры: 550x360x200 (ва) мм.

Общие размеры: 830x440x850 (в) мм.

Вес: 40 кг.

Кабина для выдерживания образцов 550 л АТ 298/4



АТ 297/1U

ОПИСАНИЕ

Лабораторная кабина для выдержки образцов 550 л АТ 298/4 с цифровым управлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 550 литров.

Температурный диапазон: от +10 °C до +40 °C (± 1 °C).

Диапазон влажности: от 80% до 100% (насыщенность).

Размеры: 2260 x 700 x 850 (в) мм.

Вес: 205 кг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цифровое управление.

Увлажнитель: автоматически производимая влажность посредством испарения.

Внутренняя/внешняя конструкция: полностью из нержавеющей стали AISI 304. Решетчатые полки. Верх кабины может использоваться как рабочий стол.

Термальная изоляция: самогасящаяся полиуретановая (бесфреонная) пена толщиной 60 мм.

Двери: установлены на специальных петлях для автоматического закрытия. 4 двери и 8 (пластифицированная сталь) полок поставляются стандартно. До 6 дополнительных полок и экологичный (бесфреонный) газ R 404a.

Рефрижераторная система: герметичного типа с воздушной конденсацией и экологичным (бесфреонным) газом R 404a.

Нагревание: термостатический управляемый нагревательный элемент с низкой термальной инерцией. 220 В, 50 Гц, одна фаза, 1050 Вт.

(точность 0.1). Температура (например, 20.0 °C) и соответствующая влажность (например, 95.0% RH) отображаются постоянно, а также все другие фазы (охлаждение - нагревание-вентиляция-увлажнение и т.д.).

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

АТ 298/P 325x530 мм полка (имеет направляющие) из пластифицированной стали.

АТ 298/S 325x530 мм полка (из нержавеющей стали).

АТ 297/T Регистратор температуры с принтером (выбор интервалов печати от 5 до 180 минут) Технические характеристики - на странице 204 - раздел 11.

АТ 297/TU Регистратор температуры/влажности с принтером (выбор интервалов печати от 5 до 180 минут). Технические характеристики - на странице 204 - раздел 11.

АТ 297/S Набор запасных частей: 1 лента для принтера и 10 рулонов бумаги для принтера.

Климатическая кабина для выдержки образцов 750 л AT 299



AT 299 + 4 pieces AT 299/P

ОПИСАНИЕ

EN 196-ASTM C31, C191, C192-EN 1015-9, EN 1015-12, EN 1015-19

Внутренняя и внешняя конструкции полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Может быть установлено до восьми съемных полок (600x800 мм, макс. загрузка 40 кг). Четыре полки поставляются стандартно, изготовлены из пластифицированной стали. Можно ставить 32 формы, если поставляются легкие полки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный диапазон: от +10 °C до +40 °C (± 1 °C).
Диапазон влажности: от 50% до 100% (насыщенность).
Электропитание: 220 В, 50 Гц, одна фаза, 1600 Вт
Внутренние размеры: 660 x 830 x 1370 (в) мм.
Внешние размеры: 780 x 1000 x 2150 (в) мм.
Вес: 185 кг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цифровая панель управления (точность 0.1). Температура (например, 20.0 °C) и соответствующая влажность (например, 95.0% RH) отображаются постоянно, а также все другие фазы (охлаждение -нагревание-вентиляция-увлажнение и т.д.).

Увлажнитель: автоматически производимая влажность посредством испарения.

Термальная изоляция: самогасящаяся полиуретановая (бесфреонная) пена толщиной 60 мм.

Служебные двери: спереди с магнитной уплотняющей прокладкой, закрываются на ключ.

Рефрижераторная система: герметичного типа с воздушной конденсацией и экологичным (бесфреонным) газом R 404a.

Нагревание: термостатически управляемый нагревательный элемент с низкой термальной инерцией.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

АТ 299/P Полка 600x800 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>